



保存用

取扱い説明書



製品安全協会SG合格品

PAT登録済

取扱い説明書は必ず読み、読まれた後は保管してください。

歩行車(ロータ)

ヘルシーワンキャンシット75

このたびは、弊社商品をお買い上げくださいます、ありがとうございます。
この説明書を注意深く読んでいただき、ご理解の上ご使用ください。

【ご利用にあたってのご注意と取扱い方法】

- この製品は、歩行の安定性確保または支持のために用いる歩行補助機器です。
- ご使用前に必ず医療機関、福祉用具専門員またはケアマネージャーにご相談の上ご使用ください。
- ご使用に際して、体調の状態によっては危険な場合もありますので、無理な使用(歩行)はしないでください。
- 駐車用ストッパー、手元ブレーキの左右両輪の性能については、十分に理解してご使用ください。

【表示マークの説明】

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区別し、説明しています。

- ⚠ **禁止** この表示の注意事項を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- ⚠ **注意** この表示の注意事項を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

1 箱から出して組み立てる

⚠ 禁止

- この製品は、折りたたみ式の歩行補助機器です。他の目的には使用しないでください。




- 持ち手を持って少し持ち上げるとラクに操作できます。

⚠ 注意

- 組み立ておよび調節は確実に行ってください。
- 製品の開閉操作を行うときは、幼児、子供は近づけないでください。
- 開閉操作を行うときは、手などを挟まないようにご注意ください

- 使用者の最大体重は、75kgまでです。(積載重量を含む)
- 使用前は各部を点検し、特に手元ブレーキの左右両輪の性能について充分確認して使用してください。

箱から出し、持ち手を少し持ち上げながら広げます。下から出てきた開閉用ロックを左へ当たるまで押します。組み立てたあと、左右の持ち手を内側に押し、ロックが掛かっているか確認してください。ロックが掛かっていると、折りたたまれ危険です。



2 手元ブレーキの掛け方

⚠ 禁止

- 持ち手と手元ブレーキの間に指を入れたまま、ブレーキ操作をしないでください。

⚠ 注意

- 手元ブレーキは自動車のブレーキとは構造上違いますので、過信しないでください。
- 手元ブレーキを使用するときは、左右両輪を同時に掛けてください。特に持ち手を可動状態にして片方のブレーキを掛けると旋回しやすいのでご注意ください。

左右それぞれの持ち手の手元ブレーキレバーをギュッと握るだけです。



⚠ 禁止

- 駐车用ストッパーを掛けた状態で、走行しないでください。転倒や故障の原因となります。

⚠ 注意

- やむをえず本製品から離れる場合は、必ず駐车用ストッパーを掛けてください。

駐车用ストッパーの掛け方



左右の手元ブレーキレバー内側のボタンを押すと駐车用ストッパーが掛かります。手元ブレーキレバーを引き上げてはなすとストッパーが解除され、歩行開始の状態に戻ります。

3 使用時の注意

⚠ 禁止



- 幼児や子供に操作をさせないでください。
- バッグ(袋)内に乳幼児を立たせたり、座面上に人を乗せたまま移動しないでください。
- 交通の頻繁な所、混雑した所、坂道や線路の横断など走行に支障のある場所での使用はおひかえください。
- 後方への走行はお止めください。車体が軽いので転倒の危険があります。
- 傘を持ちながらなど、片手での使用は行わないでください。
- 雨や雪、路面凍結時、風の強いときや滑りやすい所での使用はおひかえください。

⚠ 注意

- 出来るかぎり介護の方のご同行のもとで使用してください。
- ご使用の際には、歩行車の中心に身体をおいて、左右の持ち手に均等に加重し、適切な姿勢での使用を行ってください。
- 車輪の車軸などに異物(髪の毛、糸くず、紐など)が絡まないように注意してください。
- 階段やエスカレーターなどでは、折りたたんで持ち運びしてください。
- 持ち手の高さは、最大伸長の位置以下でご使用ください。
- 転倒の恐れがありますので平坦な路面、段差やミゾのない所で使用してください。
- 急な操作は行わないでください。転倒の恐れがあります。
- 些細な障害物が転倒の原因となりますので、充分注意してご使用ください。
- 折りたたんだままで使用しないでください。転倒する危険があります。
- 砂や泥、水たまりのある所では、なるべく使用しないください。サビ、動作不良の原因となります。

持ち手の高さ調節

持ち手の高さは5段階に調節できます。調節するときは、ビス(写真矢印部・左右にあります)を左に回してゆるめます。



ビスの下のフレーム外側にある調節部(線画を参照)で、からだにフィットする高さ(左右同じ高さ)に合わせてビスを締めます。ビスはしっかり締めてください。

4 積載など

⚠ 禁止

- 最大積載重量(2kg)を超えた荷物をバッグ(袋)内に入れて使用しないでください。
- 指定された箇所以外の所に荷物を入れたり、吊り下げたりしないでください。

⚠ 注意

- 荷物を入れた状態で坂道を下るとバランスを崩す恐れがありますので、ご注意ください。

バッグの使用方法

エプロンバッグは、軽くて入れやすい品物専用です(2kgまで)。エプロンバッグに荷物を入れた状態で坂道を下ると、バランスを崩す恐れがありますので、注意してください。

5 座るとき

⚠ 禁止


- 座面以外の所に座らないでください。
- 坂道や傾斜のある所、交通の妨げとなる所では座らないでください。
- 本製品を踏み台代わりに使わないでください。
- バス、電車などの乗物内では、座面に腰掛けしないでください。

座るときは駐車用ストッパーを掛けて、必ず座面収納バンドをピンからはずしてからシートを倒してください。はずさずを使用しますと、故障の原因となります。

走行するときは、ブレーキレバーを握って駐車用ストッパーを解除し、座面を持ち上げ、座面収納バンドをピンに掛けてください。

⚠ 注意

- 座面に座るときは、浅く腰掛けず、必ず駐車用ストッパーを掛け、左右両輪が動かないことを確認してからご使用ください。(座面強度は100kgまでです。)
- 座面から立ち上がる時は、車体が動かないことを確認し、ゆっくりと行ってください。



6 折りたたみ方


⚠ 禁止

- 収納時(折りたたんだ状態)には倒れやすくなりますので、乳幼児の側や寝ている方の側、壊れやすい物の側に置かないでください。

⚠ 注意

- 開閉操作を行うとき、開閉用ロックとパイプの間に手などを挟む恐れがあります。操作するときは充分にご注意ください。

開閉用ロックを①の位置から②の位置まで動かし、持ち手を持って車体を少し持ち上げて折りたたみます。操作するときには手などを挟まないよう、ゆっくりと操作し、充分にご注意ください。



7 使い慣れてから

⚠ 禁止

- ご自身での分解・修理・改造は絶対に行わないでください。

⚠ 注意

- 製品各部のカシメ鋸、ネジ、ナットなどにゆるみおよび破損がないかを確認してください。
- 持ち手の高さ調節部(左右)にグラつきがないかを確認し

手元ブレーキの調節

手元ブレーキが効きにくくなったり、駐車用ストッパーが車輪に当


てください。

- タイヤおよびブレーキの磨耗、変形などがいないかを確認し、必要に応じて交換してください。

たって音がある場合は、車体の正面左右にあるネジ(黄色)を左に回して調節してください。



各部名称



持ち手回転止めロック

左右のロックをはずすと回転します。

後ろ中央にある開閉用ロック

座面

座面収納バンド

杖・傘受け

持ち手高さ調節ビス (左右にあります)

杖・傘止めバンド

駐車用ストッパーボタン

持ち手

手元ブレーキレバー

背もたれガード

エプロンバッグ

袋以外の所に荷物を入れないでください。

手元ブレーキ調節 (黄色ネジ)

駐車用ストッパー

⚠ 禁止

- 火の近くに放置しないでください。

お手入れ方法

- 使用後は乾いた布で、土や砂を拭き取ってください。
- 可動部・連結部には時々油をさしてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性の溶剤でバッグなどを拭かないでください。

保管上の注意

- 長期間使用しない場合は、高温多湿の場所は避けて、陽の当たらない場所に保管してください。
- 雨ざらしにしないでください。
- 炎天下に放置しないでください。変色の原因となります。
- 寒冷時に戸外に放置しないでください。袋が硬化する原因となり、製品の開閉がしにくくなります。

保安上の注意

- 非常口や消火器、消火栓の前には放置しないでください。
- 当社サービス員以外の改造は行わないでください。
- 幼児や子供の手の届く所には、放置しないでください。

廃棄するときの注意

- 放置せず、各自治体の指示にしたがい廃棄してください。

	内 容	材 質
型 式	歩行車（ロレータ）ヘルシーワン キャンシット 75	
車 体	左右連動回転持ち手、5段階持ち手高さ調節 手元ブレーキ、駐車用ストッパー、カサ立て付	アルミニウム （一部プラスチック）
本 体 重 量	5.9kg	
完 成 寸 法	巾54×奥行68×高さ84・87・90・93・96cm	
収 納 寸 法	巾29×奥行41×高さ89.5cm	
袋	エプロンバッグ	ナイロン
座 面 の 高 さ	46cm	
積 載 重 量	エプロンバッグ/2kgまで	
製 造 年 月 日	車体クロスパイプ部に記載	
品質保証期間	ご購入日より1ヵ年(詳しくは下記参照)	
S G 保証期間	ご購入日より4ヵ年(詳しくは下記参照)	
附 属 品(別売)	レインカバー 3,150円(本体価格 3,000円)	

※別売商品のお求めは、お買い求めのお店、またはお近くの販売店でどうぞ。

保証基準

- ①この商品の保証期間はお求めの日より1ヵ年です。
- ②保証期間内には、部品の欠品、不良加工などメーカーの責任によるものは無償修理をいたします。使用者の責任によるものは実費修理といたします。
- ③次の項目は無償サービスから除外されます。
 - A. 車体の自然劣化（メッキや塗装は時々手入れを必要とします）。
 - B. 袋のキズや破れ。
 - C. 間違った使い方や手入れ不良によるもの。
 - D. タイヤ、車輪の自然消耗。
 - E. 使用者の造作変更によるもの。
 - F. 災害・事故などによるもの。
 - G. 実費修理に要する運賃などの諸経費。
- ④一度使用したものは原則として製品のお取り替えはできません。
- ⑤製品についての各種お問い合わせは、お求めの店またはメーカーに直接ご連絡ください。

ご購入より4ヵ年経過した製品についても修理はいたしますが、修理した製品についての品質、安全の保証はいたしかねます。

ただし、製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理ができないこともあります。

ご購入年月日

年 月 日

ご購入販売店名

ご購入販売店住所 (〒 -)

TEL. () -

SGマークが表示された歩行車は安心してお使いいただけます。

SGマークが表示された歩行車は安心してお使いになれるますが、消費者の皆さまが正常に使用していたときに、製品の欠陥により万一事故が発生し、人身の損害を被った場合には、「製品安全協会」がその損害を賠償いたします。

★ただし、保証期間はご購入後4ヵ年です。

■賠償についてのご注意

●認定した歩行車そのものが故障しても、その品質について保証するというものではありません。あくまでも傷害など身体的な損害について賠償する制度です。

●生産物賠償責任保険の保険金は、それぞれ実情をよく調査して、実損を填補する妥当な額をお支払することになります。

■賠償金の請求について

損害を被った消費者が賠償金を請求するときは、別欄の項目を事故が発生した日から60日以内に下記の協会または協会が指定するところに届けてください。

(財) 製品安全協会 〒110-0012 東京都台東区竜泉 2-20-2

ミサワホームズミノ輪 2階 Tel.03-5808-3300

事故賠償に必要な項目

- ① 事故の原因となったSGマーク表示の製品
(イ) 製品の名称 (ロ) 製品の購入先、購入年月
- ② 事故発生の状況
(イ) 事故発生前年月日 (ロ) 事故発生場所 (ハ) 事故発生状況
- ③ 被害の状況
(イ) 被害者の氏名、年齢、職業、住所
(ロ) 被害の状況と程度(医師の証明)

SINCE 1930 象印ベビー株式会社



象印ベビー株式会社
製品安全基準認定工場

本 社 東大阪市御厨西之町1丁目5-4 〒577-0037
TEL.06-6788-8928 (代) FAX.06-6788-8939
東京営業所 東京都江東区住吉1-1-2 〒135-0002
TEL.03-3631-3501 (代) FAX.03-3631-7016
お客様相談室 東大阪市御厨西之町1丁目5-4 〒577-0037
TEL.06-6618-1409
サービス係 大阪 TEL.06-6787-2468